

やさしさとまごころを安心と快適性にこめて—

# 総合メディカル ニュース

NO.171

令和6年11月16日発行

## 秋のおでかけに軽量型車いす

秋も深まってまいりまして、各地の紅葉も本格化してきました。

そんな秋のおでかけに軽量型車いすのご用意はいかがでしょう？

標準的な車いすが概ね12～3kg以上に対して10kgを切る重量が中心となりますので  
介助者の方による持ち運びや車などへの積載時の負担も軽減できます。

### ◎軽量型車いすのメリット

車体が軽いので折りたたんでの持ち運びや車への積載時の負担が少ないので外出に向いている。

### ●軽量型車いすのデメリット

車体を軽くした分耐久性は低くなり、また路面状態により走行時の安定性が劣る場合もある。

○主な弊社レンタル取扱い軽量型車いす(※本体重量はメーカーカタログ数値によります)



ミキ 介助型カルッタ  
CRT-2  
重量:7.9Kg  
月額レンタル価格:4000円  
介護保険利用時  
利用者負担:400円  
(1割負担の場合)

※負担割合は利用者様により異なります



ミキ 自走型カルッタ  
CRT-1  
重量:9.4Kg  
月額レンタル価格:4000円  
介護保険利用時  
利用者負担:400円  
(1割負担の場合)

※負担割合は利用者様により異なります

この他にも取り扱い機種がございますのでお気軽にお問合せください。

※介護保険が使われる場合は担当のケアマネジャーにご相談ください。



## わたしのつばやき

夏の暑さが通り過ぎやっと思の秋が来たかなと思っていると、もう正月のおせちの宣伝が目につきます。  
今年は何だかんだ、今までのコロナがもたらした問題を処理し続けた1年だったと思います。

弊社は11月1日で42周年を迎えました。42年前の福祉用具は市からの給付事業から始まり、レンタル事業に変わり、2000年からの介護保険制度で事業の根本から変わる事となりました。兎に角、潰れずよくもったものだと思っています。事業開始から「地元密着事業所で在りたい」と思い、多店舗展開せずサービス展開に務めて参りました。今後とも、きめ細かいサービスが出来るよう努力して参ります。



やさしさとまごころを安心と快適性にこめて  
**総合メディカル株式会社**  
本社 TEL.072-723-9121  
豊中営業所 TEL.06-4865-3077

<https://www.sougoumedical.jp>

総合メディカル 箕面

検索



(協力企業 株式会社あいであい)